




# AirFit P10™

## Pillows Mask




### P10 Headgear

- สายรัดหน้ากาก
- มีขนาด Standard และ For Her
- สามารถปรับสายได้



### Frame

- อะไหล่โครงหน้ากาก
- ทำจากซิลิโคน



### P10 Cushion

- อุปกรณ์ครอบจมูก
- มี 3 ขนาด : XS , S , M , L

## คุณสมบัติ ข้อดี/ข้อเสีย

- **เหมาะกับ** ผู้ที่หายใจทางจมูก ไม่มีอาการนอนอ้าปาก หรือหายใจทางปากขณะนอนหลับ
- **เหมาะกับ** ท่านอนตะแคง และพลิกตัวบ่อย
- **ข้อเสีย ไม่เหมาะ** สำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ เพราะอาจจะระคายเคืองจมูกได้
- SmartStart / Stop ในเครื่อง CPAP อาจจะไม่ทำงานกับหน้ากาก รุ่น P10
- ตัวครอบทำจากซิลิโคนนุ่ม และมีความยืดหยุ่นมาก
- สายรัดน้อย และสามารถปรับสายได้
- โครงสร้างหน้ากากแบบไร้จุดเชื่อมต่อ (One-piece structural design)

## ท่อที่ใช้ร่วมกับหน้ากาก AirFit P10



- ท่อแบบอุ่น ClimateLineAir



- ท่อธรรมดา SlimLine



- ท่อ AirMini ต้องเป็นชุดหน้ากากที่ใช้กับ AirMini เท่านั้น



- ClimateLineAir Oxy



- วิธีใส่หน้ากาก



- วิธีถอดหน้ากาก