

# Clean

## Model :V6 (Table Top)

เทียบมาตรฐาน EN12469

Laminar Flow  
Biohazard Class II TYPE A



Clean-005-3



Clean-005-3

- โครงสร้างทากจาก GLAVANIZED STEEL พ่นสี EPOXY
  - ผนังทั้ง 3 ด้านภายในตู้ ทากจาก STAINLESS STEEL No.304
  - ด้านข้างพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นกระจกใส
  - โต๊ะตั้งเครื่องสูง 70 cm.มีล้อ
  - พื้นที่ปฏิบัติงานทากจาก STAINLESS STEEL โดยมีตะแกรงสำหรับให้ลมไหลกลับ สามารถเลื่อนออกมาเมื่อต้องการทำความสะอาด Pre Filter หรือเปลี่ยนชิ้นใหม่
  - ด้านหน้าเป็นกระจกใส นิรภัยชนิดเลื่อนขึ้น-ลง ในแนวตั้ง ป้องกันแสง UV ได้
  - มีระบบความปลอดภัยโดยมีสัญญาณแสงและเสียงเตือนกรณีบานเลื่อนด้านหน้าเปิดเกินความปลอดภัย
  - แผ่นกรอง HEPA FILTER มี 2 ชุด มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ไม่น้อยกว่า 99.99%
- 1.ชุดแรกสำหรับกรองอากาศลงสู่พื้นที่ทำงาน
  - 2.ชุดสองสำหรับกรองอากาศเพื่อระบายออกด้านบนเครื่อง
- Pre Filter เป็นแผ่นกรองผลิตจากใยสังเคราะห์สำหรับกรองฝุ่นละอองขั้นต้น สามารถทำความสะอาดได้ (สำหรับงานอันตรายแนะนำให้เปลี่ยนชิ้นใหม่)
  - ติด MANOMETER เพื่อแสดงประสิทธิภาพของ HEPA FILTER
  - พัดลม (BLOWER) เป็นแบบ Centrifugal Blower สำหรับอัดอากาศจากแผ่นกรองลงสู่พื้นที่ปฏิบัติงาน ความเร็วลม 100 ฟุต/นาทีหรือ 0.3-0.5 เมตร/วินาที  $\pm 20\%$  มีระดับเสียงต่ำ ไม่เกิน 65 dB(A)
  - ติดหลอด UV LAMPขนาด15 -40 วัตต์ ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานควบคุมด้วย Timer สามารถตั้งเวลาได้ 0-3 ชั่วโมง
  - ติดหลอด UV LAMPขนาด 15 -40 วัตต์ ฆ่าเชื้อที่ตกค้างบริเวณด้านหลังของ HEPA Filter ควบคุมด้วย Timer สามารถตั้งเวลาได้ 0-3 ชั่วโมง
  - ติดหลอดให้แสงสว่างขนาด 18 -36 วัตต์ สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงาน
  - ติดชุดนับชั่วโมงการทำงาน (HOUR METER) เพื่อให้ทราบเวลาทำความสะอาดหรือเปลี่ยน Pre Filter ชิ้นใหม่
  - มีปลั๊กสำหรับเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้กับไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ 50Hz
  - มี fuse สำหรับป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และ วาล์วสำหรับต่อแก๊สจากภายนอกตู้

Model	Internal Dimension	External Dimension
V.6 (2 x 2) Ft.	68 x 63 x 63	75 x 75 x 145
V.6 (2 x 3) Ft.	93 x 63 x 63	100 x 76 x 145
V.6 (2 x 4) Ft.	123 x 63 x 63	130 x 76 x 145
V.6 (2 x 5) Ft.	153 x 63 x 63	160 x 76 x 145
V.6 (2 x 6) Ft.	183 x 63 x 63	190 x 76 x 145

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกลบ เซอร์วิซ

Mobile 081-625-4141 ( โรงงาน ) 02-181-3140 Fax 02-172-5189

www.labservice-thailand.com / e-mail : labservice2008@yahoo.co.th