

ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจน (ATK) COVID-19 Antigen Rapid Test Device (Colloidal Gold)

อุปกรณ์ในชุด



1. ตลับทดสอบ
2. หลอดน้ำยาสกัดเชื้อ
3. ฝาจุกหลอดน้ำยา
4. ก้านเก็บตัวอย่าง
5. คู่มือการใช้งาน
6. ฐานตั้งหลอดน้ำยา

- ✓ ใช้เทคนิค Rapid Visual Immunoassay
- ✓ รู้ผลไวใน **10 นาที**
- ✓ น้ำยา buffer สามารถ **inactivate เชื้อก่อโรคได้**
- ✓ ตลับทดสอบมีแถบ **Control Line** ควบคุมคุณภาพ
- ✓ มีสารดูดความชื้นบรรจุในช่องตลับทดสอบ
- ✓ ผ่านการรับรองจาก**อย.ไทย**
 - Home Use เลขที่ป.น. T 6400423
 - Professional Use เลขที่ป.น. T 6400383
- ✓ ชุดตรวจได้มาตรฐาน **CE Mark** จากยุโรป
- ✓ โรงงานได้มาตรฐาน **ISO13485**

Home Use (Nasal Swab ก้านสั้น สำหรับประชาชนทั่วไป)




1 test



25 tests

ความแม่นยำ Accuracy	ความไว Sensitivity	ความจำเพาะ Specificity
99.38%	97.55%	100%

n = 642




Professional Use (Nasopharyngeal/Oropharyngeal Swab ก้านยาว)




25 tests

ความแม่นยำ Accuracy	ความไว Sensitivity	ความจำเพาะ Specificity
99.22%	96.67%	100%

n = 637



วิธีการตรวจ



รอผล 10 นาที



VDO สาริตถการใช้งาน
แบบ Nasal Swab