



## IV Fluid

Equipment			
1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	
7		14	

  

Procedure	
0	การเตรียมเครื่องมือสำหรับทำทิวตปลอดเชื้อ ปากคืบ สายยาวรัดแขนข้อมือ เข็มscalp vein ขนาด 18-21G (ไม่ควรใช้เข็มที่มีขนาดเล็กลงกว่า21 และไม่ควรใช้เข็มที่มีขนาดใหญ่กว่า20G น้ำยาบ่มเชื้อขวดสารน้ำพร้อมสายน้ำเกลือ)
1	ต้องการให้สารน้ำตกแทนเนื่องจากกินไม่ได้
2	ต้องการให้สารน้ำจำนวนมากในกรณีที่มีการเสียเลือดมาก
3	ผู้เจาะเลือดล้างมือให้สะอาด ต่อบายน้ำเกลือเข้ากับขวดสารน้ำและเปิดให้สารน้ำไหลจนเต็มสายน้ำเกลือ เพื่อไล่อากาศออกจนหมด
4	เลือกเส้นดำที่เห็นได้ชัด (โดยมากนิยมเจาะที่เส้นเลือดดำ cubital หรือ เส้นเลือดที่หลังมือ)
5	ผู้เจาะสวมข้อมือทั้ง 2 ข้าง (โดยมีวัตถุประสงค์ป้องกันการสัมผัสกับเลือดผู้ป่วยเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการทำการปลอดเชื้อ)
6	รัดบริเวณเหนือตำแหน่งที่เจาะเลือดด้วยสายยาวรัดแขน เพื่อให้เห็นหลอดเลือดดำชัดขึ้น
7	ทา 70% ethyl alcohol ในตำแหน่งที่เจาะโดยทวนจากบริเวณในสุดออกสู่รอบนอก 2 ครั้ง รอาน 30-60 วินาที หรือจนกว่า ethyl alcohol จะระเหยจนแห้งสนิท

ปลูกेरียก

