



Nuchal Cord

Equipment

1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	
7		14	

Procedure

0	ใช้นิ้วมือคลำที่ขอกคอกทารกเพื่อตรวจการมีสายสะดือพันรอบคอ ระวังระวังไม่ให้ทำการกดหรือดึงสายสะดืออย่างรุนแรง
1	ประเมินจำนวนรอบของการพันรอบคอกทารก 2
2	ประเมินความแน่นของการพันรอบคอกทารก โดยพยายามให้สอดมือเข้าไปใต้สายสะดือ
3	ใช้ long arterial forcep หรือ kocher clamps 2 อันหนีบบริเวณสายสะดือห่างกันประมาณ 3 ซม.
4	ใช้มือรอมือใต้สะดือเพื่อระวังการบาดเจ็บต่อทารกจากนั้นตัดออกให้ขาด
5	ปลดคลายสายสะดือออกจากคอกของทารกและ ทำการคลอดไหล่หน้าทันที
6	ลงบันทึก ข้อมูลสายสะดือพันคอลงในใบย่อคลอด เพื่อการติดตามอาการทารกหลังคลอดโดยเฉพาะภาวะ Hypovolemic Shock/hypoxia

